



JEDINÝ PŘÍSTROJ
na SVĚTĚ,
který CÍTÍ vaše TĚLO

K neinvazivnímu ošetření



Řada **SensorT**



Patentovaná technologie **ENDOSPHERES®** navržena italskými bioinženýry využívá sílu **KOMPRESNÍ MIKROVIBRACE®**. Po více než deseti letech výzkumu a úspěšného používání po celém světě dnes neinvazivní ošetření přístrojem Endospheres® přispívá k omlazení pleti, tonizaci, zpevnění, regeneraci svalů a úlevě od bolesti s neuvěřitelnými výsledky.


Přístroj využívá **55 „KULIČEK V USPOŘÁDÁNÍ MEDOVÉ PLÁSTVE“**, které vytvářejí kompresní mikrovibrace.

SENZOROVÁ TECHNOLOGIE

Naše inovativní **SENZOROVÁ** technologie zvyšuje účinnost ošetření přístrojem **Endospheres**.

Jak to funguje?


Senzory umístěné uvnitř nástavce rozpoznají odpor tkáně a určují správný tlak potřebný k optimálnímu ošetření každé oblasti.



Uspořádání „MEDOVÉ PLÁSTVE“

5 ÚČINKŮ

Vysíláním nízkofrekvenčních vibrací pulzní rytmické působení stimuluje přirozený pasivní odpor ve svazech. Ošetření přístrojem **Endospheres** stimuluje průtok krve, oxylučení a obnovu buněk.* Vlna vznikající při vibracích má **5 terapeutických účinků** na tkáň a poskytuje komplexní ošetření. Obnovuje normální stav tkání a místní krevní oběh.



ulevuje od **BOLESTI***

působí na **VASKULÁRNÍ SYSTÉM**

posiluje zdravou **LYMFATICKOU DRENÁŽ**

redukuje výskyt **CELULITIDY***

zlepšuje **SVALOVÝ TONUS***

JAK TO FUNGUJE



Při použití na těle kuličky umístěné v patentovaném designovém provedení při určitých frekvencích vibrují.

Když se kuličky při těchto frekvencích na tělo použijí, lymfatický a oběhový systém začne více čerpat lymfu a krev.

- Lepší odvodnění vede k odstranění toxinů, které způsobují vznik celulitidy.*
- Lepší mikrocirkulace zvyšuje přísun kyslíku a výživy do buněk a napomáhá tvorbě kolagenu. To napomáhá obnově podkladu pod kůží a redukcí výskytu celulitidy.*


Ak sensor^{all}

▶ **PATENTED METHOD**
100% MADE IN ITALY

▶ **100% NEINVAZIVNÍ**
NULOÝ PROSTOJ

▶ **AK SENSOR ALL**
S VÝKONEM DO
355 Hz / 21 300 otáček za minutu

▶ **SENZOR**
TLAKU



Nízkofrekvenční mechanický pohyb kuliček účinkuje hluboko do tkáně a působí na hlavní příčiny celulitidy.

Ak SENSOR all



OŠETŘENÍ OBLIČEJE *Oblasti použití*

Ústa • Oči • Čelo • Tváře • Lícni kosti • Glabella
Oblast krku a dolní části krku

- ▶ STIMULUJE TVORBU KOLAGENU
- ▶ ZLEPŠUJE PROKRVENÍ A OKYSLIČENÍ
- ▶ UVOLŇUJE STAŽENÉ SVALY*
(VÝRAZOVÉ LINKY)
- ▶ REDUKUJE VÝSKYT VRÁSEK*



▶ **BEZPEČNÉ**
pro všechny typy pokožky

▶ **OBCHODNÍ VÝHODY**
přinášejí inovativní léčbu

Z KLINICKÝCH POZOROVÁNÍ **656** PACIENTŮ, KTEŘÍ SE NECHALI
PŘÍSTROJEM **ENDOSPHERES** OŠETŘIT, **VYPLÝVÁ, ŽE SE U NICH**
CELULITIDA* ZLEPŠILA O **39 %** V POROVNÁNÍ S PLACEBEM



OŠETŘENÍ TĚLA *Oblasti použití*

Nohy • paže • hýždě • záda • břicho • chodidla

- ▶ ZLEPŠUJE MÍSTNÍ KREVŇÍ OBĚH*
- ▶ PŘISPÍVÁ K LYMFATICKÉ DRENÁŽI
- ▶ ULEVVUJE OD DROBNÝCH BOLESTÍ SVALŮ*
- ▶ NAPOMÁHÁ REGENERACI SVALŮ PO TRÉNINKU

AŽ 355 Hz

JOYSTICK
DÁLKOVÉHO
OVLÁDÁNÍ

DYNAMICKÝ
INDIKÁTOR
frekvence/tlaku



▶ **JISTOTA**
udržení zákazníků

▶ **ZVÝŠENÍ**
příjmů ordinace

▶ **VÝBORNÁ**
návratnost investice

▶ **PRVNÍ** zařízení na světě, které **AUTOMATICKY**
mění intenzitu mikrovibrací podle odporu tkáně.

*Výsledky terapie přístrojem Endospheres jsou dočasné a vyžadují udržovací ošetření

Klinická pozorování ukazují, že přístroj Endospheres je vhodný ke stimulaci průtoku krve, okysličení a zlepšení lymfatické drenáže.*

Klinická pozorování zahrnovala vyšetření a palpaci tkáně a použila se i barevná dopplerovská echokardiografie, echografie, termografie a biometrická impedance.

*Výsledky terapie přístrojem Endospheres jsou dočasné a vyžadují udržovací ošetření.

Se svolením
„G. d'Annunzio“
UNIVERZITA
CHIETI/PESCARA – ITÁLIE
Katedra fyzioterapie
a rehabilitační medicíny

KLINICKY PROKÁZANÉ VÝSLEDKY

Výsledky po **8** ošetřeních



Výsledky po **15** ošetřeních



Výsledky po **18** ošetřeních



Výsledky po **3** ošetřeních



Výsledky po **3** ošetřeních



Výsledky po **3** ošetřeních



Fotografie: Archiv XI. MEZINÁRODNÍHO KONGRESU ESTETICKÉ MEDICÍNY A CHIRURGIE SIES

Ak
sensorAL



Ak Sensor All

TECHNICKÉ ÚDAJE

Průměr	315 mm (nahore)/364 mm (dole)
Výška	1 150 mm
Hmotnost	18 kg
Vibrace	29–355 Hz
Chlazení	ED/AIRCOOLING
Senzorový systém	FND-21K
Dotykový displej	kapacitní, 7 barev
Hladina hluku	56 dBA
Elektrické specifikace	100 až 240 V / 50–60 Hz

www.endospheres.com

Patent Endospheres Ak Sensor All patří společnosti Fenix Group, která je jeho výrobcem.



Značka Endospheres patří do skupiny Fenix Group, která je 100% italskou společností. Skupina zaujímá přední místo v oblasti estetiky a lékařských estetických zařízení. Její síla od počátku spočívá ve výzkumu a vývoji. Společnost Fenix Group vyvinula novou technologii

Endospheres, využívá patentovanou metodu kompresní mikrovibrace. V posledních letech se tato metoda osvědčila jako špičkové ošetření k omlazení obličeje, v boji proti celulitidě a akumulaci tukových buněk.



Headquarters ITALY

Fenix Group s.r.l. - Strada Lungofino, 187 - c/o C.C. Ibisco B9/10 Città Sant'Angelo (PE) - Tel. +39 085 4483235 - info@fenixgroup.it

Branch Office SPAIN

Fenix Endospheres Therapy SL - Valencia - espmanagement@fenixgroup.it

Branch Office U.K.

Fenix Group LTD - London - ukmanagement@fenixgroup.it

Branch Office FRANCE

Fenix France S.A.S. - Paris - frmanagement@fenixgroup.it

Branch Office Switzerland

Fenix Group s.r.l. Switzerland - Bussigny - info.swiss@endospheres.com

Branch Office German

Fenix Group s.r.l. Deutschland - Stuttgart - germanagement@fenixgroup.it

Branch Office Benelux

Endospheres - Bruxelles - benelux@fenixgroup.it

Branch Office Romania

Endosfera s.r.l. Romania - Bucarest - romanagement@fenixgroup.it

For other countries look for distributors on www.endospheres.com