



JEDINÝ PŘÍSTROJ
na SVĚTĚ,
který CÍTÍ vaše TĚLO

K neinvazivnímu ošetření



Řada **Sensor**



SENZOROVÁ TECHNOLOGIE


Naše inovativní SENZOROVÁ technologie zvyšuje účinnost ošetření přístrojem Endospheres.

Jak to funguje?

Senzory umístěné uvnitř nástavce rozpoznají odpor tkáně a určují správný tlak potřebný k optimálnímu ošetření každé oblasti.

Patentovaná technologie ENDOSPHERES® navržena italskými bioinženýry využívá sílu KOMPRESNÍ MIKROVIBRACE®. Po více než deseti letech výzkumu a úspěšného používání po celém světě dnes neinvazivní ošetření přístrojem Endospheres® přispívá k omlazení pleti, tonizaci, zpevnění, regeneraci svalů a úlevě od bolesti s neuvěřitelnými výsledky.

Přístroj využívá 55 „KULIČEK V USPOŘÁDÁNÍ MEDOVÉ PLÁSTVE“, které vytvářejí kompresní mikrovibrace.



▶ Uspořádání „MEDOVÉ PLÁSTVE“

5 ÚČINKŮ

Vysláním nízkofrekvenčních vibrací pulzní rytmické působení stimuluje přirozený pasivní odpor ve svazech. Ošetření přístrojem Endospheres stimuluje průtok krve, okysličení a obnovu buněk.* Vlna vznikající při vibracích má 5 terapeutických účinků na tkáň a poskytuje komplexní ošetření. Obnovuje normální stav tkání a místní krevní oběh.



ulevuje od
BOLESTI*

působí na
VASKULÁRNÍ SYSTÉM

posiluje zdravou
LYMFATICKOU DRENÁŽ

redukuje výskyt
CELULITIDY*

zlepšuje
SVALOVÝ TONUS*

JAK TO FUNGUJE



Při použití na těle kuličky umístěné v patentovaném designovém provedení při určitých frekvencích vibrují.

Když se kuličky při těchto frekvencích na tělo použijí, lymfatický a oběhový systém začne více čerpat lymfu a krev.

- Lepší odvodnění vede k odstranění toxinů, které způsobují vznik celulitidy.*
- Lepší mikrocirkulace zvyšuje přísun kyslíku a výživy do buněk a napomáhá tvorbě kolagenu. To napomáhá obnově podkladu pod kůží a redukcii výskytu celulitidy.*

Ak sensor®

▶ **PATENTED METHOD**
100% MADE IN ITALY

▶ **100% NEINVAZIVNÍ**
NULOVÝ PROSTOJ

▶ **AK SENSOR ALL**
S VÝKONEM DO
355 Hz / 21 300 otáček za minutu

▶ **SENZOR
TLAKU**



Nízkofrekvenční mechanický pohyb kuliček účinkuje hluboko do tkáně a působí na hlavní příčiny celulitidy.

▶ **JISTOTA**
udržení
zákazníků

Ak SENSOR

Z KLINICKÝCH POZOROVÁNÍ **656** PACIENTŮ, KTERÍ SE NECHALI PŘÍSTROJEM **ENDOSPHERES OŠETŘIT, VYPLÝVÁ, ŽE SE U NICH CELULITIDA*** ZLEPŠILA O **39%** V POROVNÁNÍ S PLACEBEM



AŽ 355 Hz

DYNAMICKÝ INDIKÁTOR
frekvence/tlaku

JOYSTICK DÁLKOVÉHO
OVLÁDÁNÍ

OŠETŘENÍ TĚLA

Oblasti použití

Nohy • paže • hýždě • záda • břicho • chodidla

- ▶ ZLEPŠUJE MÍSTNÍ KREVNÍ OBĚH*
- ▶ PŘÍSPÍVÁ K LYMFATICKÉ DRENÁŽI
- ▶ ULEVVUJE OD DROBNÝCH BOLESTÍ SVALŮ*
- ▶ NAPOMÁHÁ REGENERACI SVALŮ PO TRÉNINKU

▶ **BEZPEČNÉ**
pro všechny typy
pokožky

▶ **ZVÝŠENÍ**
příjmů ordinace

▶ **OBCHODNÍ VÝHODY**
přinášejí inovativní léčbu

▶ **VÝBORNÁ**
návratnost investice



PRVNÍ zařízení na světě, které AUTOMATICKY mění intenzitu mikrovibrací podle odporu tkáně.

*Výsledky terapie přístrojem Endospheres jsou dočasné a vyžadují udržovací ošetření

Klinická pozorování ukazují, že přístroj **Endospheres** je vhodný ke stimulaci průtoku krve, oxysličení a zlepšení lymfatické drenáže.*

Klinická pozorování zahrnovala vyšetření a palpaci tkáně a použila se i barevná dopplerovská echokardiografie, echografie, termografie a biometrická impedance.

*Výsledky terapie přístrojem Endospheres jsou dočasné a vyžadují udržovací ošetření


Se svolením
„G. d'Annunzio“
UNIVERZITA
CHIETI/PESCARA – ITÁLIE
Katedra fyzioterapie
a rehabilitační medicíny

KLINICKY PROKÁZANÉ VÝSLEDKY


Výsledky po **8** ošetřeních



Výsledky po **15** ošetřeních



Výsledky po **18** ošetřeních



Fotografie: Archiv XI. MEZINÁRODNÍHO KONGRESU ESTETICKÉ MEDICÍNY A CHIRURGIE SIES

Ak
sensor



Ak Sensor

TECHNICKÉ ÚDAJE

Průmě	315 mm (nahore)/364 mm (dole)
Výška	1 150 mm
Hmotnost	17 kg
Vibrace	29–355 Hz
Chlazení	ED/AIRCOOLING
Senzorový systém	FND-21K
Dotykový displej	kapacitní, 7 barev
Hladina hluku	56 dBA
Elektrické specifikace	100 až 240 V / 50–60 Hz

www.endospheres.com

Patent Endospheres Ak Sensor patří společnosti Fenix Group, která je jeho výrobcem.



Značka Endospheres patří do skupiny Fenix Group, která je 100% italskou společností. Skupina zaujímá přední místo v oblasti estetiky a lékařských estetických zařízení. Její síla od počátku spočívá ve výzkumu a vývoji. Společnost Fenix Group vyvinula novou technologii

Endospheres, využívá patentovanou metodu kompresní mikrovibrace. V posledních letech se tato metoda osvědčila jako špičkové ošetření k omlazení obličeje, v boji proti celulitidě a akumulaci tukových buněk.



Headquarters ITALY

Fenix Group s.r.l. - Strada Lungofino, 187 - c/o C.C. Ibisco B9/10 Città Sant'Angelo (PE) - Tel. +39 085 4483235 - info@fenixgroup.it

Branch Office SPAIN

Fenix Endospheres Therapy SL - Valencia - espmanagement@fenixgroup.it

Branch Office U.K.

Fenix Group LTD - London - ukmanagement@fenixgroup.it

Branch Office FRANCE

Fenix France S.A.S. - Paris - frmanagement@fenixgroup.it

Branch Office Switzerland

Fenix Group s.r.l. Switzerland - Bussigny - info.swiss@endospheres.com

Branch Office German

Fenix Group s.r.l. Deutschland - Stuttgart - germanagement@fenixgroup.it

Branch Office Benelux

Endospheres - Bruxelles - benelux@fenixgroup.it

Branch Office Romania

Endosfera s.r.l. Romania - Bucarest - romanagement@fenixgroup.it

For other countries look for distributors on www.endospheres.com