

**Akbody**<sup>®</sup>

K NECHIRURGICKÉMU  
TVAROVÁNÍ TĚLA




endo**SPHERES**<sup>®</sup>

Řada **Therapy**

▶ Patentovaná technologie **ENDOSPHERES®** navržená italskými bioinženýry využívá sílu **KOMPRESNÍ MIKROVIBRACE®**. Po více než deseti letech výzkumu a úspěšného používání po celém světě dnes neinvazivní ošetření přístrojem Endospheres® přispívá k omlazení pleti, tonizaci, zpevnění, regeneraci svalů a úlevě od bolesti s neuvěřitelnými výsledky.

▶ Přístroj využívá **55 „KULIČEK V USPOŘÁDÁNÍ MEDOVÉ PLÁSTVE“**, které vytvářejí kompresní mikrovibrace.



▶ Uspořádání  
„MEDOVÉ PLÁSTVE“

**5 ÚČINKŮ**

▶ Vysláním nízkofrekvenčních vibrací pulzní rytmičké působení stimuluje přirozený pasivní odpor ve svalech. Ošetření přístrojem **Endospheres** stimuluje průtok krve, okysličení a obnovu buněk.\* Vlna vznikající při vibracích má **5 terapeutických účinků** na tkáň a poskytuje komplexní ošetření. Obnovuje normální stav tkání a místní krevní oběh.



ulevuje od  
**BOLESTI\***

působí na  
**VASKULÁRNÍ SYSTÉM**

posiluje zdravou  
**LYMFATICKOU DRENÁŽ**

redukuje výskyt  
**CELULITIDY\***

zlepšuje  
**SVALOVÝ TONUS\***

## JAK TO FUNGUJE



Při použití na těle kuličky umístěné v patentovaném designovém provedení při určitých frekvencích vibrují.

Když se kuličky při těchto frekvencích na tělo použijí, lymfatický a oběhový systém začne více čerpat lymfu a krev.

- Lepší odvodnění vede k odstranění toxinů, které způsobují vznik celulitidy.\*
- Lepší mikrocirkulace zvyšuje přísun kyslíku a výživy do buněk a napomáhá tvorbě kolagenu. To napomáhá obnově podkladu pod kůží a redukcí výskytu celulitidy.\*

# Akbody®

▶ **100% NEINVAZIVNÍ**  
NULOVÝ PROSTOJ


skvělý

▶ **POMĚR CENY A KVALITY**  
u zařízení tvarující tělo

▶ Technologie

**NOVÉ GENERACE**

▶ **UNIVERZÁLNÍ TECHNOLOGIE**  
s bezpečnými a spolehlivými  
výsledky



Nízkofrekvenční mechanický pohyb kuliček účinkuje hluboko do tkáně a působí na hlavní příčiny celulitidy.



Z KLINICKÝCH POZOROVÁNÍ **656** PACIENTŮ, KTEŘÍ SE NECHALI PŘÍSTROJEM **ENDOSPHERES** OŠETŘIT, **VYPLÝVÁ, ŽE SE U NICH CELULITIDA\*** ZLEPŠILA O **39%** V POROVNÁNÍ S PLACEBEM



## OŠETŘENÍ TĚLA

*Oblasti použití*

Nohy • paže • hýždě • záda • břicho • chodidla

- ▶ ZLEPŠUJE MÍSTNÍ KREVNÍ OBĚH\*
- ▶ PŘISPÍVÁ K LYMFATICKÉ DRENÁŽI
- ▶ ULEVVUJE OD DROBNÝCH BOLESTÍ SVALŮ\*
- ▶ NAPOMÁHÁ REGENERACI SVALŮ PO TRÉNINKU

▶ **BEZPEČNÉ**  
pro všechny typy  
pokožky

▶ **ZVÝŠENÍ**  
příjmů ordinace

▶ **OBCHODNÍ VÝHODY**  
přinášejí inovativní léčbu

▶ **VÝBORNÁ**  
návratnost investice

▶ **JISTOTA**  
udržení  
zákazníků

Výkon  
**310Hz**

\*Výsledky terapie přístrojem Endospheres jsou dočasné a vyžadují udržovací ošetření



Klinická pozorování ukazují, že přístroj Endospheres je vhodný ke stimulaci průtoku krve, okysličení a zlepšení lymfatické drenáže.\*

Klinická pozorování zahrnovala vyšetření a palpaci tkáně a použila se i barevná dopplerovská echokardiografie, echografie, termografie a biometrická impedance.

\*Výsledky terapie přístrojem Endospheres jsou dočasné a vyžadují udržovací ošetření

Se svolením  
„G. d'Annunzio“  
UNIVERZITA  
CHIETI/PESCARA – ITÁLIE  
Katedra fyzioterapie  
a rehabilitační medicíny

## KLINICKY PROKÁZANÉ VÝSLEDKY


Výsledky po **8** ošetřeních



Výsledky po **15** ošetřeních



Výsledky po **18** ošetřeních



Fotografie: Archiv XI. MEZINÁRODNÍHO KONGRESU ESTETICKÉ MEDICÍNY A CHIRURGIE SIES

**Akbody®**



### AkBody

#### TECHNICKÉ ÚDAJE

Průměr	315 mm (nahore)/364 mm (dole)
Výška	1 150 mm
Hmotnost	15 kg
Vibrace	29–310 Hz
Chlazení	ED/AIRCOOLING
Dotykový displej	kapacitní, 7 barev
Hladina hluku	56 dBA
Elektrické specifikace	100 až 240 V / 50–60 Hz

[www.endospheres.com](http://www.endospheres.com)

Patent Endospheres AkBody patří společnosti Fenix Group, která je jeho výrobcem.



Značka Endospheres patří do skupiny Fenix Group, která je 100% italskou společností. Skupina zaujímá přední místo v oblasti estetiky a lékařských estetických zařízení. Její síla od počátku spočívá ve výzkumu a vývoji. Společnost Fenix Group vyvinula novou technologii

Endospheres, využívá patentovanou metodu kompresní mikrovibrace. V posledních letech se tato metoda osvědčila jako špičkové ošetření k omlazení obličeje, v boji proti celulitidě a akumulaci tukových buněk.



#### Headquarters ITALY

Fenix Group s.r.l. - Strada Lungofino, 187 - c/o C.C. Ibisco B9/10 Città Sant'Angelo (PE) - Tel. +39 085 4483235 - [info@fenixgroup.it](mailto:info@fenixgroup.it)

#### Branch Office SPAIN

Fenix Endospheres Therapy SL - Valencia - [espmanagement@fenixgroup.it](mailto:espmanagement@fenixgroup.it)

#### Branch Office U.K.

Fenix Group LTD - London - [ukmanagement@fenixgroup.it](mailto:ukmanagement@fenixgroup.it)

#### Branch Office FRANCE

Fenix France S.A.S. - Paris - [frmanagement@fenixgroup.it](mailto:frmanagement@fenixgroup.it)

#### Branch Office Switzerland

Fenix Group s.r.l. Switzerland - Bussigny - [info.swiss@endospheres.com](mailto:info.swiss@endospheres.com)

#### Branch Office German

Fenix Group s.r.l. Deutschland - Stuttgart - [germanagement@fenixgroup.it](mailto:germanagement@fenixgroup.it)

#### Branch Office Benelux

Endospheres - Bruxelles - [benelux@fenixgroup.it](mailto:benelux@fenixgroup.it)

#### Branch Office Romania

Endosfera s.r.l. Romania - Bucarest - [romanagement@fenixgroup.it](mailto:romanagement@fenixgroup.it)

*For other countries look for distributors on [www.endospheres.com](http://www.endospheres.com)*