

evolution®
**TŘETÍ
GENERACE**
přístroje
Endospheres





KLINICKY PROKÁZANÉ VÝSLEDKY



Endospheres® je jediná patentovaná metoda využívající kompresní mikrovibrace **Compressive Microvibration®**.


Metoda působí přes váleček složený z **55 kuliček**, který vytváří **pulzní rytmické působení na tkáň**.

Vlna vznikající při vibracích působí **směrem od vrstvy kůže a až do svalů**. Zpočátku


obnovuje normální stav tkání a mikrocirkulaci a v pozdější fázi působí na **tvarování** a formování těla.

Klinická pozorování potvrdila, že metoda **Endospheres** představuje účinné a spolehlivé řešení **celulitidy**, nedostatečného **žilního oběhu**, **zadržování tekutin** a **svalového napětí**.


ÚLEVA
OD BOLESTI




LYMFATICKÁ
DRENÁŽ




PŮSOBNÍ NA
VASKULÁRNÍ SYSTÉM



FORMOVÁNÍ
TĚLA



TONIZACE
SVALŮ



100% NEINVAZIVNÍ | VYROBENO V ITÁLII

evolution®

TŘETÍ GENERACE PŘÍSTROJE ENDOSPHERES

Evolution je **třetí generací** přístroje Endospheres. Jeho nástroje ještě zlepšují a optimalizují ošetření.

Nový design je elegantní a detailně propracovaný.



endoSPHERES®

SYSTÉM HI-TECH

11" DOTYKOVÝ DISPLEJ S ULTRA HD ROZLIŠENÍM

umožňuje snadné, rychlé a intuitivní používání.

ZÍSKÁVÁNÍ ÚDAJŮ O KLIENTECH

Aby bylo možné uchovávat kompletní dokumentaci klienta, kontrolu průběhu a zlepšení ošetření dají se údaje o klientovi (věk, hmotnost, výška, stavba těla...) ukládat.

PŘIPOJENÍ

Verze Evolution je vždy propojená tak, aby automaticky rozpoznala a nainstalovala jakoukoli aktualizaci.

POMOC ONLINE

Odborní pracovníci mají možnost požádat o pomoc a naši specialisté mohou na zařízení pracovat **na dálku**.

DOKONALÉ OŠETŘENÍ



MONITORING

Systém umožňuje obsluhu neustále **kontrolovat**, zda postupuje správně, a to díky grafu, který současně porovnává způsob práce obsluhy s ideálním postupem.

PRŮVODCE PROTOKOLEM OŠETŘENÍ

Přístroj Evolution nabízí odborným pracovníkům přístup ke všem **videoprotokolům**, kde najdou konkrétní pokyny, jaký tlak použít, jakou frekvenci a čas aplikace zvolit. K dispozici jsou dva druhy **videí**:

- **jednotlivé úkony**, které lze v případě potřeby sledovat během ošetření;
- **kompletní videokurz** s celým ošetřením.





3 JE IDEÁLNÍ ČÍSLO

Nový nástavec má **zcela nový design: displej**, který je na něm umístěný, zobrazuje veškeré informace o ošetření v reálném čase.


3 SENZORY

Nástavec je navíc vybavený **3 senzory**, jejichž cílem je rozpoznat nejkritičtější oblasti a ošetření optimalizovat.

3 ROTORY

K dispozici jsou 3 rotory, vždy jeden na daný cyklus ošetření:

- **gelové** kuličky na fázi zmírnění bolesti;
- **silikonové** kuličky na funkční fázi;
- **VD-TECH** se dvěma typy kuliček: tvrdé a s proměnlivou hustotou pro lokalizované působení.



ANALÝZA

Přístroj Endospheres Evolution umožňuje přesnou anamnézu zdravotního stavu klienta a sledování jeho vývoje díky termokameře, která spojuje dvě technologie v jednom systému. Přístroj je vybavený termografickým senzorem s vysokým rozlišením, který



detekuje různé tepelné rozdíly na jednom snímku a zvýrazňuje je různými barvami. Snímek se zobrazuje přímo na displeji přístroje Evolution, což estetickému odborníkovi analýzu usnadňuje.

Na stejném nastavci je umístěná kamera s vysokým rozlišením k vizuální detekci stavu tkáně. Na displeji se zobrazí i tento snímek.

Software poskytuje překrývání a porovnávání snímků, což umožňuje kompletní analýzu získaných výsledků.

NÁSTAVEC K OŠETŘENÍ OBLIČEJE

Přístroj Evolution je k dispozici také ve verzi ALL, tedy s nastavcem k **ošetření obličeje**.

Jeho ergonomický tvar a ukazatele směru usnadňují odborným pracovníkům provedení jednotlivých úkonů.





MOBILNÍ APLIKACE

V mobilní aplikaci si klient může zobrazit všechny informace týkající se jeho ošetření a může sledovat postupná zlepšení. Aplikace se dá připojit k jakémukoli přístroji Evolution, takže klient může v ošetření pokračovat kdekoli jinde.

BAREVNÁ PROVEDENÍ

Přístroj Evolution je k dispozici ve **4 barevných variantách**, aby ladil k jakémukoli interiéru kliniky.





A.F.T. SYSTÉM

OŠETŘENÍ BŘIŠNÍHO TUKU

evolution®

A.F.T. SYSTÉM


OŠETŘENÍ BŘIŠNÍHO TUKU

Přístroj Evolution představuje revoluci v ošetření břišního tuku a zvyšuje účinky kompresní mikrovibrace.


NOVÝ SYSTÉM se skládá z:

- **elektromyofasciálního aktivátoru,**
- **VD-Tech válečku se dvěma typy kuliček: tvrdé a s proměnlivou hustotou,**
- **softwaru,** který řídí oba tyto prvky.

Vzájemné působení těchto tří prvků stimuluje aktivní odpor svalů, který je potřebný k odbourávání tukové tkáně a formování postavy.



VD-TECH VÁLEČEK S TVRDÝMI KULIČKAMI A KULIČKAMI S PROMĚNLIVOU HUSTOTOU



KULIČKY S ŘÍZENOU DEFORMACÍ

JAK TO FUNGUJE


Podstatou systému je **struktura kuliček**: při určitém tlaku dochází k její **řízené deformaci**, čímž se zesiluje působení tvrdých kuliček, které vytvářejí **hypervlnu**. V tomto okamžiku se aktivuje **myofasciální stimulace**. Ta způsobí větší **stlačení tukové tkáně**, tedy přímý účinek na tukové buňky.

NOVÝ PATENTOVANÝ SYSTEM

1 ELEKTRO-
MYOFASCIÁLNÍ
AKTIVÁTOR

2 VD-TECH VÁLEČEK
S TVRDÝMI KULIČKAMI
A KULIČKAMI S PRO-
MĚNLIVOU HUSTOTOU

3 SOFTWARE
K OVLÁDÁNÍ TĚCHTO
DVOU PRVKŮ



HYPERVLNA

Patent Endospheres Evolution patří společnosti Fenix Group, která je jeho výrobcem.

www.endospheres.com

Centrála ITÁLIE

Fenix Group s.r.l. | Strada Lungofino, 187 | Città Sant'Angelo (PE) | Tel. +39 085 4483235 | info@fenixgroup.it

Pobočky

ŠPANĚLSKO | Fenix Endospheres Therapy SL | Valencie | espmanagement@fenixgroup.it

Velká Británie | Fenix Group LTD | Londýn | ukmanagement@fenixgroup.it

FRANCIE | Fenix France S.A.S. | PAŘÍŽ | frmanagement@fenixgroup.it

Švýcarsko | Fenix Group SRL | Bussigny | swissmanagement@endospheres.com

Německo | Fenix Group SRL | Stuttgart | germanagement@fenixgroup.it

Benelux | Endospheres | Brusel | benelux@fenixgroup.it

Rumunsko | Endosfera srl | Bukurešť | romanagement@fenixgroup.it

U ostatních zemí si distributory vyhledejte na adrese www.endospheres.com.

